

Eléments du kit 4GYN

- Notice d'informations
- Ecouvillon dans un tube avec code-barres
- Mode d'emploi du prélèvement pour la patiente
- Sachet de protection
- Enveloppe bleue de retour prépayée

Enregistrement sur le site :

<https://monkit.depistage-gynecologique.fr>

2 CAS :

- **Cas 1 :** *Vous avez obtenu votre kit en le commandant sur le site*
<https://monkit.depistage-gynecologique.fr>
Vous êtes déjà enregistrée.
 - **Cas 2* :** *Vous avez retiré votre kit en pharmacie.*
Vous devez vous enregistrer sur le site internet.
- Rendez-vous sur le site
<https://monkit.depistage-gynecologique.fr>
 - Entrer vos coordonnées
 - Envoyer les photos des documents demandés en ligne. Cette étape est obligatoire pour que vos analyses soient réalisées.

***Disponible prochainement**

Réalisation de l'auto-prélèvement vaginal

- Lire la notice d'informations
- Lire attentivement le mode d'emploi du test qui est fourni avec ce kit (self FLOQSwabs® COPAN Italia SpA)








La réalisation du prélèvement est un geste simple, rapide et non douloureux.

- Réaliser le test
- Suivre les indications ci-contre pour l'envoi du test.

*Dépistage du cancer du col de l'utérus/Cadre et modalités de recours aux auto-prélèvements vaginaux/Référentiel national, avril 2022, source : e-cancer.fr
Concernant le bilan biologique à réaliser lors de la prescription, se référer à la fiche mémo « contraception : prescriptions et conseils aux femmes » (HAS, 34 avril 2013, mis à jour 2019)*

Envoi du test

	1-Réaliser le test de prélèvement en suivant le mode d'emploi fourni.
	2-Coller le code-barres du tube sur l'ordonnance.
30 juin 2023	3-Ecrire la date du prélèvement sur l'ordonnance.
	4-Glisser le tube et l'ordonnance dans le sachet de protection argenté. Refermer le sachet de protection.
	5-Glisser dans l'enveloppe bleue retour santé le sachet de protection. Refermer l'enveloppe bleue.
	6-L'enveloppe bleue retour santé doit être postée * au plus tard 24 heures après la réalisation du test.

**La patiente reste libre du choix du laboratoire d'analyses médicales.*

Obtention des résultats

Les résultats vous seront directement communiqués ainsi qu'au prescripteur par le laboratoire d'analyses médicales. Si le test est positif, vous devrez consulter un professionnel de santé qui vous indiquera le traitement et/ou les examens complémentaires à réaliser.

Questions fréquentes

Quel est le délai d'utilisation du test ? La date d'expiration est précisée sur le tube.

Comment conserver le test ? Il doit être conservé à une température comprise entre 2°C et 30°C avant son utilisation.

Quand ne pas réaliser le test ? Ce test ne doit pas être réalisé dans les cas suivants : période de règles/ infection vaginale/ traitement par voie vaginale/ traitement antibiotique, grossesse connue (...). Ce test doit être réalisé au minimum 24h après le dernier rapport sexuel.

J'ai perdu le tube ou le tube est abîmé ou le prélèvement ne s'est pas passé correctement. Que faire ? Demander un nouveau test.

Informations et enregistrement

Consultez les informations et le mode d'emploi en flashant ce code



Ou connectez-vous sur
<https://monkit.depistage-gynecologique.fr>

Plus d'informations :

Auprès de votre médecin/gynécologue

Auprès de votre sage -femme

Auprès de votre pharmacien

<https://monkit.depistage-gynecologique.fr>

NOTICE D'INFORMATIONS

4GYN

Kit d'auto-prélèvement pour la détection des infections sexuellement transmissibles et HPV

Le kit 4GYN d'auto-prélèvement vaginal est un prélèvement à réaliser soi-même. Il consiste à récupérer quelques cellules au niveau du vagin à l'aide d'un écouvillon spécialement conçu pour le test *Self FLOQSwabs® COPAN Italia SpA*).

Le prélèvement est envoyé à un laboratoire d'analyses médicales qui réalisera les analyses PCR et la mise en culture.



Un prélèvement simple, rapide et non douloureux